

トイレに行かず、ベッドで排尿。

手持ちユリナー

男性用採尿器(しびん)

要介護者、患者や身体の不自由な方、尿意が無い方(常時装着)まで
身体の状態にあわせた使い方ができます。

夜間
就寝用



柔らかい

蓋付き




2800ml
大容量




使用例


1 仰臥位




2 側臥位




3 端坐位




4 ギャッジアップ座位



5 ベッド横立位



6 車椅子 座位



トイレに行かず、ベッドで排尿。

やさしさのカタチ
心地よい使用感と
失敗しにくい安心感。



レシーバー receiver


肌にやさしい
冷感軽減(シリコン製)



柔らかい
触感さらさら、軽量



失敗しにくい
流れを確保する曲線



導尿チューブ tube

細くてしなやか
取り回しがよく、扱いやすい



外径/13.5mm
最小曲半径/4cm

集尿タンク tank

転がらない安定性
安心の大容量 2.8ℓ



持ちやすく捨てやすいグリップ
ワンタッチで着脱カンタン




他 other

臭い防止フタ付き
気になる臭いをシャットアウト



セット内容 set contents



- ・レシーバー(受尿器)
- ・ハンドル
- ・導尿チューブ1.5m
- ・集尿タンク2.8ℓ
- ・キャップ
- ・臭い防止フタ
- ・洗浄ブラシ

仕様 Technical Parameter

商品名 手持ちクリナー

型番 AS-TUR010

レシーバー 寸法/W5.8×D13.5×H10.0cm 重量:約100g

収尿タンク 寸法/W30×D24×H11cm 重量:約390g

JAN 4562133587361

※仕様は予告なく変更になる場合がございます

手持ちハンドルが外せる




ハンドルを外せば、
常時装着用として使用できます

レシーバーからハンドルを外し、
ガーターセット(別売)または
おむつ等で固定してください



品番: DUR 102



※15cm以上の高低差が必要です